

FOTO



TESTO DESCRITTIVO

MUGETO® - impianto a stelo per anca costruito su M2 cusing

Prototipo realizzato con materiale CL 41Ti (TiAl6V4).

La tecnologia LaserCUSING® permette la costruzione di impianti con caratteristiche geometriche uniche che a loro volta rendono possibili nuove funzionalità ed integrazione implantari. Queste includono strutture superficiali con macro-porosità per una migliore integrazione ossea e strutture di volume che rendono adattabili le rigidità della protesi con l'osso.

AZIENDA/ORGANIZZAZIONE

Indirizzo: Via Indipendenza 9/F, 10095 Grugliasco (TO)
Sito web: www.ridix.it

PERSONA DI CONTATTO

Persona di contatto: Alessandro Zito
Telefono: 011/4027507
E-mail: azito@ridix.it