

FOTO



TESTO DESCRITTIVO

DESCRIZIONE:

Modello di aorta ottenuta dall'elaborazione della risonanza magnetica (MRI) del paziente e utilizzata per simulare l'intervento chirurgico.

La parte anatomica presenta un evidente rigonfiamento nella zona inferiore (aneurisma), fonte del problema cardiocircolatorio, che è stato risolto con successo dall'equipe medica dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

MATERIALE:

TPU Lubrizol M95A

PROCESSO DI PRODUZIONE:

Stampa 3D con tecnologia HP Jet Fusion 3D 4200

AZIENDA/ORGANIZZAZIONE

Ragione sociale: **Trentino Sviluppo**
Indirizzo: **Via Fortunato Zeni 8, 38068**
Rovereto TN
Sito: www.trentinosviluppo.it

PERSONA DI CONTATTO

Telefono: 0464 443111
E-mail: info@trentinosviluppo.it